

# Ficha técnica

## Densímetro de vidrio no normalizado


Referencia 3020FG100/20-qp

De uso general

En densidad (g/ml)

Lecture por debajo del menisco

Sin certificado de calibración.



## Especificaciones

- t Rango 1000-1200 g/ml
- t división: 0.002 g/ml
- t precisión: +/- 0.004 g/ml
- t temp. de calibración : 20°C
- t tensión superficial: 55 mN/m
- t tamaño  $\pm$  300 mm
- t En estuche de plástico

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
France